



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, dnia 19 lutego 2019r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego na: „*Zakup wraz z dostawą plecaków ratowniczych dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ilości do 28 sztuk plecaków Lekarza i do 28 sztuk plecaków Ratownika*”

Znak sprawy 354/ZP/2019

I. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający; informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania dotyczące PLECAKA LEKARZA:

Pytanie 1 – Pkt 5.

a) na zewnątrz plecak

Proszę o sprecyzowanie jak Państwo interpretują lewy bok plecaka (frontem plecaka jest klapa z napisem „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” i system PALS, to stanowi punkt odniesienia lewej i prawej strony plecaka?

b) wewnątrz plecaka

klapa – kieszeń na kołnierze ortopedyczne (proszę o potwierdzenie czy kieszeń ma znajdować się w wewnętrznej części plecaka od stront frontowej klapy natomiast wlot kieszeni ma być od strony zewnętrznej klapy od strony rączki?

Odpowiedź: a) Frontem plecaka jest klapa z napisem Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz systemem PALS. Lewy bok plecaka stanowi jego lewa strona patrząc na napis „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W załączeniu rysunek poglądowy. **Powyższa interpretacja dotyczy również plecaka II - Ratownika.**

b) Nie, kieszeń na kołnierze ortopedyczne ma znajdować się w wewnętrznej części klapy plecaka, wlot kieszeni ma być umiejscowiony również od strony wewnętrznej.

Pytanie 2 – Pkt 9.

c) rączka górna

plecak będzie podwieszany na linie do rączki czy do mocowania? Jak ma wyglądać mocowanie do stabilizacji: ma to być metalowy półpiersień? Jaki ma mieć dokładny rozmiar? W którym miejscu ma być dokładnie umiejscowiony względem rączki?

Odpowiedź: Plecak będzie podwieszany na linie za rączkę, stąd też konieczność obszycia rączki taśmą przez trzy boki, gwarantujący bezpieczne opuszczenie plecaka ze śmigłowca. Rączka musi posiadać rozwiązanie w formie mocowania (np. pętlę), które uniemożliwi

AV

podpiętemu karabinkowi przemieszczenie się wzdłuż rączki i zapewniające stabilność plecaka podczas jego opuszczania. Mocowanie te najlepiej umieścić w połowie długości rączki. **Powyższe dotyczy plecaka I – Lekarza w części IV pkt 9 lit. c) oraz plecaka II – Ratownika w części IV pkt 9 lit. c).**

Pytanie 3 – Pkt 10.

Czy uchwyt do mocowania detektora CO₂ jest tym samym mocowaniem co uchwyt do stabilizacji plecaka? Jeśli nie, proszę o wskazanie wielkości uchwytu? Czy ma to być półprścien? Jaka odległość ma być zachowana od rączki?

Odpowiedź: Nie, uchwyt do mocowania detektora CO (tlenek węgla) NIE JEST tym samym uchwytem co uchwyt do stabilizacji plecaka. Oddzielny uchwyt do mocowania detektora CO ma znajdować się po prawej stronie górnej rączki.

Może być w postaci taśmy poliamidowej szerokości 2,5cm (szerokość światła ok. 4cm) naszytej w sposób podobny jak system PALS. Uchwyt ten może się znajdować mniej więcej w połowie odległości między krawędzią rączki a bokiem plecaka.

Zamawiający pozostawia rozwiązanie Wykonawcy.

Pytanie 4 – Pkt. 11

Czy kieszeń opisana w tym punkcie jest tą samą kieszenią co kieszeń opisana w pkt. 5) a)

W pkt 5. a) kieszeń ma być na lewym boku natomiast w pkt 11. Ma znajdować się z prawej strony rączki? Gdzie ma dokładnie być ta kieszeń?

Pkt 11. c) – możliwość całkowitego odpięcia worka

W jaki sposób ma być zamocowany worek do kieszeni? Mają Państwo jakieś wymagania?

Odpowiedź: Tak, kieszeń wymieniona w punkcie IV pkt 5 lit. a) to ta sama kieszeń co opisana w punkcie 11.

Lokalizacja tej kieszeni to lewy bok plecaka, powyżej bocznej rączki. Jeśli plecak ułożymy tak, że prawy bok stanie się jego podstawą a boczna rączka znajdzie się u góry, to kieszeń należy umieścić po prawej stronie bocznej rączki.

Przymocowanie worka do kieszeni powinno umożliwiać jego bezproblemowe odpięcie, jednocześnie uniemożliwiając odpięcie samoczynne. Może to być niewielki karabinek, zatrzask itp., raczej nie powinna być to taśma samoszczepna.

Zamawiający pozostawia rozwiązanie Wykonawcy.

Pytanie 5 – Pkt. 12

e) technika mocowania

Proszę o doprecyzowanie czy jeden zestaw klamry typu Cobra wykorzystany jest do plecaka lekarz (część klamry regulowana) druga część tej klamry (część klamry stała) doszyta jest do plecaka ratownik?

Odpowiedź: Tak, w plecaku lekarza muszą być zamocowane części regulowane klamry typu Cobra, w plecaku ratownika części stałe klamry.

Pytanie 6 – Pkt 15. Osłona podstawy plecaka oraz pleców

d) zachodząca na ścianki boczne i przód plecaka.

Piszą Państwo o osłonie spodu plecaka oraz pleców natomiast w pkt 15. d) ma zachodzić na ścianki boczne i przód? Proszę o sprecyzowanie.

Czy osłona ma stanowić tylko funkcję ochronną wykorzystywaną podczas przechowywania plecaka?

AW 

Czy każdy z elementów osłony ma być przyczepiony osobno?

Na jaką wysokość ma zachodzić osłona na plecak?

Jeśli osłona ma chronić spód plecaka czy w takim razie stopki chroniące spód mają być doszyte do korpusu dolnej części plecaka czy do osłony?

Odpowiedź: Zadaniem osłony jest ochrona całego tyłu plecaka (od strony szelek nośnych) oraz podstawy przed zabrudzeniem i zmoczeniem podczas użytkowania w trudnym terenie.

Osłona ta powinna zachodzić ok. 2-3cm na przód i boki plecaka, aby swoją ochroną objąć również krawędzie podstawy. Zamawiający dopuszcza, by osłona plecaka stanowiła jeden element.

Zamawiający pozostawia rozwiązanie Wykonawcy.

Nie chcemy w podstawie plecaka stopkę chroniących spód plecaka.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wskazuje żadnych informacji o stopkach.

Powyższa odpowiedź dotyczy zarówno plecaka I – Lekarza w części IV pkt 15, jak i plecaka II – Ratownika w części IV pkt 13.

Pytanie 7 – Pkt 19. Na klapie plecaka na wysokości ręczki bocznej przymocowany metalowy pierścień.

Proszę o dokładne wskazanie miejsca przyszycia pierścienia?

Proszę określić jego położenia względem systemu PALS.

Odpowiedź: Pierścień powinien być przszyty na frontowej klapie plecaka, przy jego lewym boku, na wysokości środka ręczki bocznej.

Miejsce przyszycia pierścienia znajduje się przy lewym boku plecaka, w połowie jego wysokości.

Pytanie 8

Czy posiadają Państwo rysunki techniczne bądź poglądowe zamawianych plecaków?

Czy mogą Państwo udostępnić je do postępowania przetargowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest w posiadaniu rysunków technicznych zamawianych plecaków.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści wykonanie Plecaka Ratownika w kolorze czerwono czarnym.

Czy Zamawiający dopuści w plecaku Lekarza oraz Ratownika materiał wewnętrzny w kolorze jasny szary (kolor ułatwiający lokalizację zabrudzeń oraz poplamień krwią).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania plecaka Ratownika w kolorze czerwono-czarnym. Oba plecaki muszą różnić się między sobą wizualnie, aby w szybki sposób rozróżnić plecaki „Lekarza” i „Ratownika” (aby zapobiec ewentualnej pomyłce przy zabieraniu z pokładu statku powietrznego).

Zamawiający nie dopuszcza w plecaku „Lekarza” oraz „Ratownika” zastosowania materiału wewnętrznego w kolorze jasny szary.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału w kolorze ciemny szary.

II. Zamawiający w piśmie dotyczącym odpowiedzi na protest z dnia 15 lutego 2019 roku poinformował, iż wzór plecaka nie musi posiadać klamry zatraskowej typu Cobra, a jedynie pas

AK

do jej zamocowania oraz zrezygnował z załączenia do oferty wzoru ampularium, kuferka 1 i kieszeni dodatkowej 1. Tym samym Zamawiający zmienił punktację kryterium oceny oferty, jakim jest „Jakość i estetyka wykonania”, w rozdziale IV. pkt 2 lit. b.

W związku z powyższym nastąpiła również zmiana w rozdziale V. dotyczącym zawartości oferty w pkt 2 na: „Wzór plecaka lekarza”.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz zmiana treści Zapytania ofertowego w rozdziałach IV i V są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 26 lutego 2019 roku.

Załącznik do pisma:

1. Rysunek poglądowy plecaka I - Lekarza.

DYREKTOR
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, prof. nadzw.



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Załącznik 1 – Rysunek poglądowy plecaka I - Lekarza

bok lewy plecaka


góra plecaka



23cm

bok lewy

metalowy pierścień



41cm

podstawa plecaka

bok prawy

53cm