



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

3390/ZP/2017

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą defibrylatorów AED dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ilości 5 zestawów”. Znak sprawy: 3390/ZP/2017.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 / do pkt 5:

Czy zamawiający dopuści defibrylator ze skonfigurowanym czasem RKO?

Odpowiedź: *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.*

Pytanie 2 / do pkt 9:

Czy zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający przenoszenie danych na kartach pamięci?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

Pytanie 3 / do pkt 11:

Czy zamawiający dopuści defibrylator z możliwością pracy w temperaturach 0-50 stopni C oraz możliwością przechowywania w temperaturach -20 do 70 stopni C?

Odpowiedź: *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.*

Pytanie 4:


W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie defibrylatora AED renomowanego amerykańskiego producenta firmę Defibtech model LIFELINE z 7 letnią baterią:

- Defibrylator przenośny z doradcą resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) w torbie ochronnej
- Wbudowany metronom, który narzuca tempo ucisków klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi ERC
- Ciężar defibrylatora z podłączonymi elektrodami i baterią zainstalowaną 2 kg
- Defibrylator odporny na kurz i zalanie wodą – IP54,
- Okres gwarancji 8 lat,
- Przyciski: włącz/wyłącz, defibrylacja,
- Fala – Dwufazowy impuls defibrylacyjny,

- Energia – dorośli 150 J, dzieci 50 J,
- Elektrody jednorazowe z okresem przydatności do użycia 24 miesiące,
- Karta pamięci umożliwiająca rejestrację zdarzeń (EKG)
- czas ładowania impulsu elektrycznego <9 sek,
- Analiza i wyładowanie <16 sek,
- Ocena EKG pacjenta, jakość sygnału, właściwego podłączenia elektrod,
- Autotesty w cyklu codziennym, tygodniowym, miesięcznym,
- Temperatura pracy – 0-50 st. C
- Instrukcje w języku polskim,
- Ostrzeżenia: słaba bateria, sygnał dźwiękowy, dioda pokazująca negatywny wynik autotestu, brak podłączonych elektrod,
- Szybka i prosta aktualizacja oprogramowania w przypadku zmian wytycznych,
- Bateria z możliwością szybkiej wymiany przez użytkownika umożliwiająca 300 wyładowań lub 16 godzin ciągłej pracy o żywotności 7 lat

Odpowiedź: *Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.*

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.


Z-ca DYREKTORA
dział Medycznych
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
lek. Tomasz Derkowski